

Tab. 8. Oznaczenia i szczegóły urządzeń Tulip® GT

Rozmiar	Kolor	Masa ciała [kg]	Objętość powietrza w mankiecie [ml]
0	Niebieski	5-20	±20
1	Żółty	20-40	± 30
2	Zielony	40-60	± 40
3	Pomarańczowy	60-80	± 50
4	Czerwony	80-100	± 60
5	Biały	> 100	> 60

• **Technika wprowadzania urządzenia Tulip®** (ryc. 22a–e):

- należy opróżnić mankiet przy pomocy strzykawki oraz nanieść środek poślizgowy na mankiet urządzenia (ryc. 22a),
- ręką nie dominującą należy przygiąć szyję i odgiąć głowę (ryc. 22b),
- po otwarciu ust należy wprowadzić urządzenie trzymając kciuk na krzywiznie, a palec wskazujący na łączniku (ryc. 22c),
- urządzenie należy wprowadzić tak aby podstawa łącznika znalazła się na poziomie siekaczy (lub wyrostków zębodołowych), w przypadku urządzenia Tulip® Advance, odpowiedni znacznik, tj. zielony, pomarańczowy bądź czerwony powinien znaleźć się na poziomie górnych siekaczy (ryc. 22d),
- następnie należy napełnić mankiet określoną objętością (podczas napełniania urządzenie może nieznacznie się wysunąć) (ryc. 22e),
- urządzenie należy podłączyć do źródła tlenu i rozpocząć wentylację.

• **Wskazania:**

- niemożność udrożnienia dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi,
- alternatywa dla rurki ustno-gardłowej i maski twarzowej.

• **Przeciwwskazania:**



Ryc. 22a. Opróżnienie mankietu urządzenia Tulip